

Hämodialyse

Konzentrate

Lieferübersicht



Kardioprotektive Hämodialyse **SPOT**

AC-F - Essigsäure-basiertes Hämodialyse-Konzentrat (45-fach)



Kanistervarianten

Standardkonzentrate AC-F (45-fach)

Zusammensetzung der gebrauchsfertigen Hämodialyse-Lösungen

(nach der Mischung mit der 8,4-prozentigen Bicarbonat-Komponente und geeignetem Wasser für die Hämodialyse)

4,2-Liter-Kanister		7,8-Liter-Kanister									
Variante	Art.-Nr.	Variante	Art.-Nr.	Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Ca ²⁺ mmol/L	Mg ²⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	HCO ₃ ⁻ mmol/L	Acetat mmol/L	Glucose g/L
210.0	F00006599	219/0	-	138,00	2,00	0,00	0,50	106,00	33,00	2,00	1,00
111.0	-	119/4	6622621	138,00	1,00	1,00	0,50	107,00	32,00	3,00	1,00
111.25	F00006600	119/5	6621621	138,00	1,00	1,25	0,50	107,50	32,00	3,00	1,00
111.5	-	113/1	2624621	138,00	1,00	1,50	0,50	108,00	32,00	3,00	1,00
211.0	F00006601	219/3	4628621	138,00	2,00	1,00	0,50	108,00	32,00	3,00	1,00
211.25	F00006337	219/1	4624621	138,00	2,00	1,25	0,50	108,50	32,00	3,00	1,00
211.5	F00006338	213/4	2628621	138,00	2,00	1,50	0,50	109,00	32,00	3,00	1,00
211.75	F00006339	213	3624621	138,00	2,00	1,75	0,50	109,50	32,00	3,00	1,00
311.0	F00006602	319	6623621	138,00	3,00	1,00	0,50	109,00	32,00	3,00	1,00
311.25	F00006340	313/2	5629621	138,00	3,00	1,25	0,50	109,50	32,00	3,00	1,00
311.5	F00006341	313/1	5626621	138,00	3,00	1,50	0,50	110,00	32,00	3,00	1,00
311.75	F00006343	313	4626621	138,00	3,00	1,75	0,50	110,50	32,00	3,00	1,00
411.25	F00006344	419	2621621	138,00	4,00	1,25	0,50	110,50	32,00	3,00	1,00
411.5	F00006345	413/1	4627621	138,00	4,00	1,50	0,50	111,00	32,00	3,00	1,00
411.75	F00006603	413	2622621	138,00	4,00	1,75	0,50	111,50	32,00	3,00	1,00

4,2 Liter Kanister (Varianten mit 0,75 Mg²⁺ mmol/L)

Variante	Art. Nr.	Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Ca ²⁺ mmol/L	Mg ²⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	HCO ₃ ⁻ mmol/L	Acetat mmol/L	Glucose g/L
211.25-0.75	F00007168	138,00	2,00	1,25	0,75	109,00	32,00	3,00	1,00
211.50-0.75	F00007169	138,00	2,00	1,50	0,75	109,50	33,00	3,00	1,00
311.25-0.75	F00007172	138,00	3,00	1,25	0,75	110,00	32,00	3,00	1,00
311.50-0.75	F00007247	138,00	3,00	1,50	0,75	110,50	32,00	3,00	1,00
411.25-0.75	F00007174	138,00	4,00	1,25	0,75	111,00	32,00	3,00	1,00
411.50-0.75	F00007175	138,00	4,00	1,50	0,75	111,50	32,00	3,00	1,00

Codierung:

- 1.) z. B. 211.25-0,75: 2xx-x.xx = K⁺ in mmol/L; x1x-x.xx = Glucose in g/L; xx1.25-x.xx = Ca²⁺ 1.25 in mmol/L; xxx-0.75 = Mg²⁺ in mmol/L
2.) z. B. 219/1: 2xx = K⁺ in mmol/L; x1x = = Glucose in g/L; xx3 = Acetat 3,0 in mmol/L; xx9 = Ca²⁺ weicht von Standard ab

Vorteile: weniger Lagerplatz und weniger Transportgewicht im Dialysezentrum. Der chargenbezogene Leitwert ist auf dem Etikett ausgewiesen.

1 Liter saures Bicarbonat-Konzentrat (45-fach) und 1,575 Liter basisches Bicarbonat-Konzentrat 8,4 % und 42,425 Liter Aqua purificata ergeben 45 Liter gebrauchsfertige Dialysierlösung.

smartbag® CA – Citrat-basiertes Hämodialyse-Konzentrat (45-fach)



Varianten

smartbag® CA (45-fach)

Zusammensetzungen der gebrauchsfertigen Hämodialyse-Lösung

(nach Mischung mit der 8,4-prozentigen Bicarbonatkomponente und gereinigtem Wasser für die Hämodialyse)

smartbag® CA 4,2 Liter	Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Ca ²⁺ mmol/L	Mg ²⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	HCO ₃ ⁻ mmol/L	Citrat mmol/L	Glucose g/L	Art.-Nr. Karton mit 72 Stück	Art.-Nr. Karton mit 2 Stück
CA 211.5	138	2,0	1,50	0,5	109,00	32,00	1,00	1,00	F00000949	F00006557
CA 211.75	138	2,0	1,75	0,5	109,50	32,00	1,00	1,00	–	F00006558
CA 311.5	138	3,0	1,50	0,5	110,00	32,00	1,00	1,00	F00002007	F0002007D
CA 311.75	138	3,0	1,75	0,5	110,50	32,00	1,00	1,00	–	F00006559
CA 411.5	138	4,0	1,50	0,5	111,00	32,00	1,00	1,00	F00002008	F00006560
Stück pro Palette									144	120
Beutel/Karton – Kartons/Palette									72–2	2–60

Varianten mit 0.75 Mg²⁺ in mmol/L

smartbag® CA 4,2 Liter	Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Ca ²⁺ mmol/L	Mg ²⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	HCO ₃ ⁻ mmol/L	Citrat mmol/L	Glucose g/L	Art.-Nr. Karton mit 72 Stück	Art.-Nr. Karton mit 2 Stück
CA 211.5 - 0.75	138	2,0	1,50	0,75	109,50	32,00	1,00	1,00	F00007044	F00007043
CA 211.75 - 0.75	138	2,0	1,75	0,75	110,00	32,00	1,00	1,00	–	F00007045
CA 311.5 - 0.75	138	3,0	1,50	0,75	110,50	32,00	1,00	1,00	F00007047	F00007046
CA 311.75 - 0.75	138	3,0	1,75	0,75	111,00	32,00	1,00	1,00	–	F00007048
CA 411.5 - 0.75	138	4,0	1,50	0,75	111,50	32,00	1,00	1,00	–	F00007049
Stück pro Palette									144	120
Beutel/Karton – Kartons/Palette									72–2	2–60

Codierung

- 1.) z.B. smartbag® CA 211.5–0.75: 2xx-x.xx = K⁺ in mmol/L; x1x-x.xx = Glucose in g/L; xx1.5-x.xx = Ca²⁺ in mmol/L; xxx-0.75 = Mg²⁺ in mmol/L
2.) z.B. smartbag® CA 211.5: 2x.xx = K⁺ in mmol/L; x1x.x = Glucose in g/L; xx1.5 = Ca²⁺ in mmol/L

Abstellfläche für smartbag® CA (Halterungen, montierbar an 5008 CorDiax und 5008S CorDiax)

	Bestellnr.
Für Anwendung mit 5008 CorDiax	M442061
Für Anwendung mit 5008S CorDiax	M423591

Technische Änderungen vorbehalten.

AC-F - Essigsäure-basiertes Hämodialyse-Konzentrat (45-fach)

Containervarianten

Standardkonzentrate AC-F (45-fach)

Zusammensetzung der gebrauchsfertigen Hämodialyse-Lösungen

(nach der Mischung mit der 8,4-prozentigen Bicarbonat-Komponente und geeignetem Wasser für die Hämodialyse)

	300-Liter Container	800-Liter Container								
Variante	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Ca ²⁺ mmol/L	Mg ²⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	HCO ₃ ⁻ mmol/L	Acetat mmol/L	Glucose g/L
219/1	4624541	4624561	138,00	2,00	1,25	0,50	108,50	32,00	3,00	1,00
213/4	2628541	2628561	138,00	2,00	1,50	0,50	109,00	32,00	3,00	1,00
313/2	5629541	5629561	138,00	3,00	1,25	0,50	109,50	32,00	3,00	1,00
313/1	5626541	5626561	138,00	3,00	1,50	0,50	110,00	32,00	3,00	1,00
419	2621541	-	138,00	4,00	1,25	0,50	110,50	32,00	3,00	1,00
413/1	4627541	4627561	138,00	4,00	1,50	0,50	111,00	32,00	3,00	1,00

Codierung:

- 1.) z. B. 211.25-0,75: 2xx-x.xx = K⁺ in mmol/L; x1x-x.xx = Glucose in g/L; xx1.25-x.xx = Ca²⁺ 1.25 in mmol/L; xxx-0.75 = Mg²⁺ in mmol/L
2.) z. B. 219/1: 2xx = K⁺ in mmol/L; x1x = = Glucose in g/L; xx3 = Acetat 3,0 in mmol/L; xx9 = Ca²⁺ weicht von Standard ab

Vorteile: weniger Lagerplatz und weniger Transportgewicht im Dialysezentrum. Der chargenbezogene Leitwert ist auf dem Etikett ausgewiesen.

1 Liter saures Bicarbonat-Konzentrat (45-fach) und 1,575 Liter basisches Bicarbonat-Konzentrat 8,4 % und 42,425 Liter Aqua purificata ergeben 45 Liter gebrauchsfertige Dialysierlösung.

DIAMIX® – Säurekonzentrat zur Anwendung mit der Anlage zur zentralen Konzentratversorgung Granumix *plus*



DIAMIX®-Konzentratvarianten

Standardkonzentrate (45-fach)

Zusammensetzung der gebrauchsfertigen Hämodialyse-Lösungen

(nach der Mischung mit der 8,4-prozentigen Bicarbonat-Komponente und geeignetem Wasser für die Hämodialyse)

193-Liter-Fass										
Variante	Art.-Nr.	Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Ca ²⁺ mmol/L	Mg ²⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	HCO ₃ ⁻ mmol/L	Acetat mmol/L	Glucose g/L	theoret. Osmol.
DIAMIX® AC-F 219/1	800 157 1	138,00	2,00	1,25	0,50	108,50	32,00	3,00	1,00	291
DIAMIX® AC-F 213/4	800 257 1	138,00	2,00	1,50	0,50	109,00	32,00	3,00	1,00	291
DIAMIX® AC-F 313/2	800 357 1	138,00	3,00	1,25	0,50	109,50	32,00	3,00	1,00	293
DIAMIX® AC-F 313/1	800 457 1	138,00	3,00	1,50	0,50	110,00	32,00	3,00	1,00	294
DIAMIX® AC-F 419	800 557 1	138,00	4,00	1,25	0,50	110,50	32,00	3,00	1,00	295
DIAMIX® AC-F 413/1	800 657 1	138,00	4,00	1,50	0,50	111,00	32,00	3,00	1,00	296

193-Liter-Fass (Varianten mit 0,75 Mg ²⁺ mmol/l)										
Variante	Art.-Nr.	Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Ca ²⁺ mmol/L	Mg ²⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	HCO ₃ ⁻ mmol/L	Acetat mmol/L	Glucose g/L	theoret. Osmol.
DIAMIX® AC-F 313/5	F000 04888	138,00	3,00	1,25	0,75	110,00	32,00	3,00	1,00	294

Codierung:

1.) z. B. 211.25-0,75: 2xx-x.xx = K⁺ in mmol/L; x1x-x.xx = Glucose in g/L; xx1.25-x.xx = Ca²⁺ 1.25 in mmol/L; xxx-0.75 = Mg²⁺ in mmol/L
 2.) z. B. 219/1: 2xx = K⁺ in mmol/L; x1x = = Glucose in g/L; xx3 = Acetat 3,0 in mmol/L; xx9 = Ca²⁺ weicht von Standard ab

bibag®

Das Online Bicarbonat Trockenkonzentrat



Varianten

Trockenkonzentrat bibag®

Spezifikationen		
Verpackung	Beutel/Karton	Kartons/Palette
bibag® 650 g	16	56
bibag® 900 g	12	56
Material bibag®: PP/PE, Umverpackung: PE, Haltbarkeit: 3 Jahre		
Bestellinformationen		
	Gewicht/Beutel	Art.-Nr.
bibag®	650 g	508 992 1
bibag®	900 g	508 991 1
bibag® 5008*	650 g	506 078 1
bibag® 5008*	900 g	506 080 1

* bibag® 5008 ist das Standardmodul für die 5008-CorDiax- und 5008S-CorDiax-Therapiesysteme sowie die 4008S-classix-HD-Geräte.



Firmensitz: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. Höhe · Deutschland
 Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191
 Deutschland: Fresenius Medical Care GmbH · Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-8740 · E-Mail: marketing.deutschland@fmc-ag.com · www.fmc-deutschland.com
 Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenberggasse 5 · 1210 Wien
 Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-Mail: fmc.austria@fmc-ag.com · www.fmc-austria.at
 Schweiz: Fresenius Medical Care Schweiz AG · Aawasserstrasse 2 · 6370 Oberdorf
 Telefon: +41 (0) 41-6195050 · Fax: +41 (0) 41-6195080 · E-Mail: info.ch@fmc-ag.com · www.fresenius.ch
 www.FreseniusMedicalCare.com