

Kardioprotektive Hämodialyse

6008 CAREsystem

Mehr Behandlung. Weniger Komplexität.



6008 CAREset

Produktpalette



reddot design award
winner 2018⁴

All-in-One-Einwegprodukt mit vormontierten Blutschläuchen für alle Behandlungsarten.


Luftfreies Design und niedrigstes extrakorporales Volumen

- Innovative Technologien sorgen für ein luftfreies¹ und durchflussoptimiertes Design des extrakorporalen Systems
- Niedrigstes extrakorporales Volumen für geringstmöglichen Kontakt zwischen Blut und Fremdmaterial²
- Beides (weniger Blut-Luft-Kontakt wie auch das niedrige extrakorporale Volumen) kann zur Senkung des Blutgerinnungsrisikos während der Behandlung beitragen³

Wirtschaftliche Effizienz und Umweltfreundlichkeit

- Das All-in-One CAREset vereinfacht die Logistik
- Das kompakte Design und leichte Material des CAREsets bedeuten weniger Abfall



Typ	Zu verwenden mit	Innendurchmesser des Pumpensegments	Füllvolumen (max.)		Stück pro Karton	Art.-Nr.
			AV*	SN**		
6008 CAREset BVM L-R	6008	7,1 mm	135 ml	146 ml	26	F00007729
6008 CAREset L-R	6008	7,1 mm	128 ml	140 ml	26	F00007728
6008 CAREset Low Volume BVM-R 	6008	7,1 mm	83 ml	—	24	F00007579
6008 CAREset Low Volume-R	6008	7,1 mm	78 ml	—	24	F00007578

* Doppelnadel-Verfahren

** Single-Needle-Verfahren, ohne Schlagvolumen

Hinweise:

¹ Gilt für Doppelnadel-Verfahren

² Blutschläuche bei Erwachsenen laut einem Vergleich der Broschüren verschiedener Hersteller (internes Dokument)

³ Kessler M et al. Anticoagulation in Chronic Hemodialysis. Semin Dial. 2015 Sep-Oct; 28(5) 474-89

⁴ Der reddot design award ist ein internationaler, seit 1955 stattfindender Designwettbewerb. Der Preis ist eines der begehrtesten Gütesiegel für Design.



Firmensitz: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Deutschland
 Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191
 Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH
 Lundenberggasse 5 · A-1210 Wien · Telefon: +43 (0) 1 292 3501
 E-Mail: fmc.austria@freseniusmedicalcare.com
 www.freseniusmedicalcare.at