


multiECCO2R Gasaustauscher





Therapieoptionen

- Zertifiziert in Kombination mit multiFiltratePRO und multiFiltrate
- Zertifiziert für eine Anwendungsdauer von 72 h
- Verfügbar in Kombination mit CVVH, CVVHD und CVVHDF



CO₂-Entfernungsleistung¹



Grafiken basieren auf in-vitro-Messung bei folgenden Voraussetzungen:

- Verhältnis Gasfluss/Blutfluss 15:1
- Durchschnittlicher pCO₂: 95 mmHg
- vSat: 70 %
- Bluttemperatur 37 °C
- Durchschnittlicher PH-Wert: 7,15

Technische Daten

Blutpumpe	Rollerpumpe des CRRT-Geräts
Blutflussrate des Gasaustauschers	100–500 ml/min
Max. empfohlenes Verhältnis Gasfluss/Blutfluss	15:1
Oberfläche der Gasaustauscher-membran	1,35 m ²
Beschichtung der Gasaustauscher-membran	Phosphorylcholin
Füllvolumen des Gasaustauschers	105 ml
Konnektor für Bluteinlass	männl. Dialysekonnektor nach ISO 8637
Konnektor für Blutauslass	weibl. Dialysekonnektor nach ISO 8638
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid

Bestellinformationen

Gasaustauscher für multiECCO2R	F00008943
Halter für multiFiltrate	F00007775
Halter für multiFiltratePRO	F00014754

Quellenangabe:

1 Gebrauchsanweisung multiECCO2R Gasaustauscher EU1036 – Rev. 02 2019-08-20

Bitte beachten Sie, dass der multiECCO2R Gasaustauscher einweisungspflichtig ist.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Firmensitz: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Deutschland
 Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191
 Deutschland: Fresenius Medical Care GmbH · Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.
 Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-8740 · E-mail: Akutdialyse-Deutschland@fmc-ag.com
 Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenburgergasse 5 · 1210 Wien
 Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-mail: fmc.austria@fmc-ag.com
 Schweiz: Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Aawasserstrasse 2 · 6370 Oberdorf NW
 Telefon: +41 (0) 41-6195050 · Fax: +41 (0) 41-6195080 · E-mail: info.ch@fmc-ag.com
 www.FreseniusMedicalCare.de · www.fmc-austria.at · www.freseniusmedicalcare.ch