

AquaWTU 125/250

Zařízení AquaWTU 125/250 je kompletní systém úpravy vody. Jedná se o systém reverzní osmózy s integrovanou předúpravou vody a slouží k hospodárné a ekologické přípravě dialyzační vody. Z pitné vody se pomocí komponent předúpravy vody, vysokotlaké pumpy a membránových modulů a také odpovídajících kontrolních zařízení připravuje dialyzační voda pro namíchání dialyzátu.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIb). Příklad mohou používat jen osoby, které byly řádně proškolené a seznámené s jeho obsluhou.

Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití. Ten též obsahuje přehled vhodného spotřebního materiálu a příslušenství, které lze bezpečně s přístrojem používat.

Výrobce:

Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 13.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 6A-2017