

## BCM – Body Composition Monitor

Přístroj BCM je určen ke třídění a sledování pacientů s renálním onemocněním, v rámci dialyzační terapie a mimotělních terapií. Může se používat v dialyzačních centrech, zdravotnických zařízeních a lékařských ordinacích.

Přístroj BCM podporuje lékaře při zhodnocení stavu tekutin prostřednictvím bioimpedančního spektroskopického měření složení těla, z něhož lze odvodit převodnění. Vedle stavu tekutin registruje také nutriční stav pacienta a také umožňuje určení distribučního objemu urey k výpočtu dialyzační dávky.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIa). Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití. Přístroj mohou instalovat, provozovat a používat jen osoby, které mají potřebné vzdělání nebo znalosti a zkušenosti a byly úspěšně zaškoleny.

Výrobce: Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto materiálu: 13.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 2018