

VenAcc náplast

Náplast VenAcc je samolepící snímač tekutin pro jednorázové použití, k užití v kombinaci s VenAcc monitorovací jednotkou a k detekci jakékoliv nechtěné ztráty krve z cévního přístupu během léčby. Náplast VenAcc je určena k přímé aplikaci na kůži, v místě venepunkce, a maximálně po dobu do 10 hodin.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika I). Náplast VenAcc je určena pro jednorázové použití. Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití.

Výrobce:

Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 13.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 06-2019