

## **Therapy Support Suite (TSS)**

Therapy Support Suite je softwarový systém klient-server, který podporuje lékařský a nemocniční personál při správě dialyzačního centra. Je určen k výpočtu dialyzační dávky a zobrazování dat o léčbě. Therapy Support Suite není určen k použití pacienty.

Systém lze používat v jakémkoli prostředí, kde lze použít kompatibilní hardware, v klinickém prostředí se obvykle používá na počítači / na pracovní stanici.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika I). Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití. Software může být instalován, obsluhován a používán pouze osobami s příslušným školením, znalostmi a zkušenostmi. Instalační operace, rozšíření, úpravy nebo opravy může provádět pouze výrobce nebo jím pověřené osoby.

Výrobce: Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 11.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 3/11.2022