

## **multiECCO2R Gas exchanger**

multiECCO2R Gas exchanger je zdravotnický prostředek (třída rizika IIa) určený pro částečné odstranění CO<sub>2</sub> z krve pacienta prostřednictvím postupu ECCO2R. Při použití dochází k postupnému snižování celkového CO<sub>2</sub> v krvi směrem k fyziologickým hodnotám. Výměník plynů multiECCO2R od společnosti Eurosets musí být používán výhradně ve spojení s přístrojem CRRT k odstranění CO<sub>2</sub> od společnosti Fresenius Medical Care. multiECCO2R je určen pro použití u dospělých pacientů.

Prostředek je určen k použití lékaři na odděleních intenzivní péče se zkušenostmi s postupem ECCO2R nebo sestrami pod vedením tohoto lékaře. Maximální doba používání je 3 dny.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIa).

Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití.

Výrobce: Eurosets S.r.l, Strada Statale 12, n°143, 41036 Medolla, Itálie

Poslední datum revize tohoto materiálu: 4.9.2023