

MultiSupport GROUND

MultiSupport GROUND je přepravní zařízení pro přepravu konzole s jejími součástmi a patientského kitu. Využívá se při přepravě pacientů v intenzivní péči, kteří vyžadují mimotělní výměnu plynu nebo podporu mimotělní cirkulace, v rámci nemocnice a mezi nemocnicemi. Jedná se o systém zdravotnických prostředků (třída rizika I).

Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití.

Výrobce: Xenios AG, Im Zukunftspark 1, Heilbronn, Německo

Poslední datum revize tohoto textu: 10.6.2022

Dle návodu k použití vydaného: 02/2021