

## **Terapeutický systém APRED**

APRED je aktivní zdravotnický prostředek (riziková třída I Ib) určený k následující léčbě:

1. Hemoperfuze (adsorpce lipoproteinů; protokol „DALI“) - odstranění specifických látek z krve při mimotělní terapii.
2. Reoferéza s dvojitou filtrací (frakcionace plazmy; protokol „MONET“) - separace velkých molekul filtrací plazmy při mimotělní terapii.
3. Aferéza (antikoagulace plazmy pro imunoadsorpční léčbu; protokol „ADAsorb“; v kombinaci se systémem ADAsorb) - slouží jako zdroj antikoagulované plazmy pro její další ošetření imunoadsorpčí.

Všechny typy léčby jsou indikovány pro pacienty s hmotností > 10 kg.

Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití. APRED smí používat zdravotnický personál ve zdravotnických zařízeních, v klinickém a nemocničním prostředí po absolvování školení zaměřeném na používání tohoto přístroje. Pro danou terapii je nutno používat výhradně spotřební materiál určený výrobcem.

Výrobce: Medica S.p.A. Via degli Artigiani 7, 41036 Medolla, MO, Itálie

Poslední datum revize tohoto materiálu: 17.2.2025

Dle návodu k použití: 07/2023