

5004821 - MONET Plasma Fractionator

Filtr pro frakcionaci plazmy Monet je indikován k použití při terapeutické aferéze s cílem snížit obsah vysokomolekulárních složek plazmy, jako je např. lipoprotein(a), LDL cholesterol, fibrinogen a IgM (např. s cílem snížit hladinu LDL cholesterolu a Lp(a) během hyperlipoproteinémie). Upozornění: během mimotělní procedury může filtr MONET z krve odstranit léky.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIb). Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití.

Výrobce: Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto materiálu: 4.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 06/2018