

GLOBAFFIN – peptidová kolona pro imunoadsorpci

Kolona GLOBAFFIN je určena k odstraňování imunoglobulinů, imunitních komplexů a specifických protilátek z plazmy pacientů, kteří mají specifické protilátky a/nebo imunitní komplexy, spojené s jejich onemocněním.

Léčbu pomocí GLOBAFFINU musí předepsat a dohlížet na ni kvalifikovaný lékař individuálně pro každého pacienta. Kolona GLOBAFFIN je určena pro perfuzi plazmy v mimotělním oběhu výlučně v kombinaci s přístrojem a odpovídající soupravou příslušenství. Pouze přístroje, které byly schváleny pro použití v kombinaci s ADAorb mohou být použity jako separátory plazmy.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIb)

Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití.

Výrobce:

Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 7.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 01-2019