

Monet Kit

Monet Kit je souprava zdravotnických prostředků obsahující: filtr pro frakcionaci plazmy Monet, kapilární plazmafiltr plasmaFlux P2 dry, krevní sety, odpadní vak, antikoagulační roztok ACD-A a izotonický roztok chloridu sodného.

Souprava Monet Kit je určena k frakcionaci plazmy v kombinaci s hemoadsorpčním systémem Art Universal.

Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití hemoadsorpčního systému a návody k použití všech součástí soupravy.

Výrobce: Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 8.11.2023

Dne návodu vydaného: 11/2021