

## **sleep•safe**

Přístroj sleep•safe je automatizovaný peritoneální cyclér určený pro léčbu pacientů s nedostatečnou funkcí nebo s nezvratným selháním ledvin (chronické / akutní) pomocí peritoneální dialýzy v domácím a nemocničním prostředí, bez ohledu na jejich věk nebo hmotnost. Nabízí možnost provedení CCPD, IPD, NIDP, tidal dialýzy nebo terapie PD-PLUS.

**Kontraindikace:** Terapie PD s krátkými časovými prodlevami se obecně neindikuje pro pacienty se sníženými hodnotami peritoneálního přenosu.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIb). Přístroj mohou instalovat, provozovat a používat jen osoby, které mají potřebné vzdělání nebo znalosti a zkušenosti a byly za tímto účelem prokazatelně zaškolené.

Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití. Ten též obsahuje přehled vhodného spotřebního materiálu a příslušenství, které lze bezpečně s přístrojem používat. Dříve, než se použijí jiný spotřební materiál a či příslušenství, se musí ověřit jejich vhodnost.

### **Výrobce:**

Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 7.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 8/05-2011