

Adapter Hansen male / Luer-Lock male

Adapter der anvendes til opsætning af præ-post CVVH


Produktblad


Art. nr. 5016881

Beskrivelse

Adapter Hansen male / Luer-Lock male er en adapter, der anvendes i forbindelse med opsætning af multiFiltratePRO maskinen i præ-post CVVH modus.

Specifikationer

Materiale	Latex fri, indeholder DEHP (ftalat) > 0,1 mass %
Pakning	Enkeltvis
Antal	30 stk. pr kasse
Artikel nummer	5016881
Kvalitets garanti	 ⁰¹²³ Notifying body: TÜV PRODUCT SERVICE GMBH



5016881 Adapter Hansen male / Luer-Lock male 06/2024