

## multiEffluent bag 10 l

Filtratpose 10 liter til multiFiltratePRO maskinen

Produktblad

Art.nr. 50 29 011

### Beskrivelse

Filtratposen anvendes sammen med multiFiltratePRO maskinen. Den opsamler filtratet, der dannes i løbet af behandlingen.


Filtratposen indeholder 10 liter. Den placeres på filtratvægtene 3 & 4 på multiFiltratePRO maskinen.

Filtratposen har en Luer-Lock male konektor, som kobles til filtratslangen fra slangesættet.

Filtratposen er tømbar via en aftapningsstuds i bunden, der manuelt drejes før tømning.

Det er muligt at placere to filtratposer ad gangen på filtratvægtene. Det vil reducere antallet af tømninger fra filtratposen under behandlingen.

### Specifikationer

Størrelse	Kan indeholde 10 liter
Pakning	Enkeltvis
Antal	40 stk. pr. kasse
Artikel nummer	50 29 011
Kvalitets garanti	 0123 Notifying body: TÜV PRODUCT SERVICE GMBH



50 29 011 multiEffluent bag 10 L 06/2024