

**Ci-Ca<sup>®</sup> Dialysate væske**100% bikarbonat buffer væske til Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHD og Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHDF**Produktblad****Beskrivelse**

Ci-Ca<sup>®</sup> Dialysate væske er calcium-fri, 100% bikarbonat buffer dialysatvæske, specielt designet til Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHD/Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHDF behandling på multi**Filtrate**PRO maskinen.

Ci-Ca<sup>®</sup> Dialysate væske leveres i en gennemsigtig 2-kammer pose, som skal blandes umiddelbart inden anvendelse. Ci-Ca<sup>®</sup> Dialysate væske er klar til brug i løbet af få sekunder.

Ci-Ca<sup>®</sup> Dialysate væske har mange fordele:

- 2-kammer pose med diagonal svejset søm for lettere blanding af kamrene
- Ydre emballage med håndtag for let og hurtig transport til anvendelsessted
- Specielt designet til Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHD/Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHDF behandling på multi**Filtrate**PRO maskinen
- Flexibilitet i Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHD/Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHDF behandlingen takket være forskellige kalium koncentrationer
- PVC, latex og DEHP fri emballage takket være miljøvenlig, lydløs Biofine<sup>®</sup> materiale
- Klar gennemsigtig emballage med tydelig påskrift om indhold

Navn	Art. Nr.	Na <sup>+</sup>	Ka <sup>+</sup>	Ca <sup>++</sup>	Mg <sup>++</sup>	Cl <sup>-</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Glukose
2 x 5000 ml		mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l
Ci-Ca <sup>®</sup> Dialysate K2	F00009647	133	2	0	0,75	116,5	20	5,55
Ci-Ca <sup>®</sup> Dialysate K4	F00009648	133	4	0	0,75	118,5	20	5,55

**Pakning: 1 kasse indeholder 2 poser á 5000 ml. 1 palle består af 52 kasser**

Kvalitets garanti



Notifying body:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

**Øvrige produktinformationer**

Indhold store væskekammer	Basisk buffer opløsning
Indhold lille væskekammer	Sur glukosebaseret elektrolytopløsning
pH	≈ 7.40
Holdbarhed efter blanding	48 timer

