

multiFiltratePRO Kit HDF 1000

Slangesæt til CVVH, CVVHD, CVVHDF til multiFiltratePRO maskine

Produktblad


Art. nr. F0000461

Beskrivelse

multiFiltratePRO Kit HDF 1000 til brug på multiFiltratePRO maskinen, anvendes til behandlingsmodus **kontinuerlig veno-venøs hæmofiltration, kontinuerlig veno-venøs hæmodialyse, kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltration.**

Kittet indeholder kassettesystemet, som er "blodsiden", substitutionsslanger samt dialysatsiden og dialysefilteret Ultraflux® AV1000S.

Slangesættet er farvekodet svarende til multiFiltratePRO maskinen for lettere montering. Brugeren følger onlinevejledningen, på skærmen af multiFiltratePRO maskinen, til montering af slangesættet.

Indhold	Beskrivelse
Ultraflux® AV1000S	Ultraflux® hæmofilter. Fresenius High-Flux Polysulfone® membran. INLINE dampsteriliseret. Overflade 1,8 m ² . Cut-off 30 kDa. Blodvolumen 130 ml
multiFiltratePRO HDF	multiFiltratePRO HDF kassettesystem med indløb og retur blodslanger, substitutionsslanger samt dialysat- og filtrat slangesystem. På dialysat slangesystem samt substitutionsslanger integreret reservoir til multiFiltratePRO maskinens integrerede varmere Blodvolumen 116 ml
Kvalitets garanti	 0123 Notifying body: TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

Øvrige produktinformationer

Emballage	Kittet er pakket i en let sammenklappelig papkasse med tydelig markering af; Behandlingsmodus, indhold i kassen, LOT. nummer, udløbsdato. Teksten på kassen er på flere sprog, deriblandt dansk.
Materiale	Kittet indeholder ikke DEHP (ftalat)
Bortskaffelse	Slangesættet multiFiltratePRO Kit HDF 1000 er til engangsbrug. Det bortskaffes efter afdelingens almindelige forskrifter
Artikel nummer	F0000461

