

Sodium Citrate 4% SecuNect 1500 ml

Citrat antikoagulations opløsning til Ci-Ca® behandling

Produktblad

Art. nr. F00008106

Beskrivelse


Sodium Citrate 4% SecuNect 1500 ml opløsning og Calreca 100 mmol/l samt Ci-Ca® Dialysate væsker er tilpasset hinanden og designet til Ci-Ca® CVVHD og Ci-Ca® CVVHDF behandling på multiFiltratePRO maskinen.

Citratopløsningen danner chelate komplekser med blodets ioniserede calcium. Derved sænkes ioniseret calciumniveau og blodet forhindres i at koagulere.

På multiFiltratePRO maskinen er tilførelsen af citrat 100 % integreret i multiFiltratePRO maskinen. Dels er citratslangen præ-svejset indløbsslangen på multiFiltratePRO maskinens slangesystem og dels er monitoreringen 100% integreret i multiFiltratePRO maskinens software - Derved opnås meget høj patientsikkerhed.

Selve justeringen af citratantikoagulationen kontrolleres med den tilhørende international anerkendte Ci-Ca® Protokol.

Sodium Citrate 4% SecuNect 1500 ml kobles via en SecuNect konektor til citratslangen fra multiFiltratePRO maskinens slangesæt.

| Navn | Art. Nr. | Citrat indhold |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sodium Citrate 4% SecuNect 1500 ml | F00008106 | 136 mmol/l |
| Kvalitets garanti |  Notifying body: TÜV PRODUCT SERVICE GMBH | |
| Øvrige produktinformationer | | |
| Pakning | 1 kasse indeholder 2 x 4 poser á 1500 ml | |
| Holdbarhed efter anbrud | 24 timer | |

