

**multiFiltratePRO - SecuKit Ci-Ca® HD 1000**

Slangesæt til Ci-Ca® CVVHD på multiFiltratePRO maskinen

Produktblad


Art. nr. F00008264

**Beskrivelse**

multiFiltratePRO - SecuKit Ci-Ca® HD 1000 til brug på multiFiltratePRO maskinen anvendes til behandlingsmodus **kontinuerlig veno-venøs hæmodialyse med citrat antikoagulation**.

Kittet indeholder Ci-Ca® kassettesystemet. Det består af "blodsiden" med de præ-svejsede infusionslanger til hhv. citrat og calcium samt dialysatsiden/filtratsiden. Desuden dialysefilteret Ultraflux® AV 1000S.

Slangesættet er farvekodet svarende til multiFiltratePRO maskinen for lettere montering. Brugeren følger onlinevejledningen, på skærmen af multiFiltratePRO maskinen, til montering af slangesættet.

Indhold	Beskrivelse
Ultraflux® AV 1000S	Ultraflux® hæmofilter. Fresenius High-Flux Polysulfone® membran. INLINE dampsteriliseret. Overflade 1,8 m <sup>2</sup> . Cut-off. 30 kDa. Blodvolumen 130 ml
multiFiltratePRO SecuCas Ci-Ca® HD	multiFiltratePRO kassettesystem med indløb og retur blodslanger med præ-svejsede citrat og calcium infusionslanger samt dialysat- og filtrat slangesystem. På dialysat slangesættet integreret reservoir til multiFiltratePRO maskinens integrerede varmer Blodvolumen 116 ml
Kvalitets garanti	 <sup>0123</sup> Notifying body: TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

**Øvrige produktinformationer**

Emballage	Kittet er pakket i en let sammenklappelig papkasse med tydelig markering af; Behandlingsmodus, indhold i kassen, LOT. nummer, udløbsdato. Teksten på kassen er på flere sprog, deriblandt dansk.
Materiale	Kittet indeholder ikke DEHP (ftalat)
Bortskaffelse	Slangesættet multiFiltratePRO - SecuKit Ci-Ca® HD 1000 er til engangsbrug. Det bortskaffes efter afdelingens almindelige forskrifter
Artikel nummer	F000008264

