

## NaCl 0,9% Irrigation solution 1000 ml

Saltvandsopløsning 0,9% til skylning og priming af slangesystem

Produktblad

Art. nr. F00012555

### Beskrivelse

Isoton saltvandsopløsning til anvendelse ved skylning og priming af slangesystemet på multi**Filtrate**PRO maskinen. Bruges ved behandlingsopstart samt ved tilbagegivning af blod til patienten i forbindelse med recirkulering eller afslutning af behandling.

NaCl 0,9% Irrigation solution 1000 ml er udstyret med to Luer-Lock konnektorer.

NaCl 0.9% Irrigation solution 1000 ml er CE-mærket og produceret til anvendelse i forbindelse med skylning og priming af slangesystem og må ikke anvendes som infusionsopløsning. NaCl 0.9% Irrigation solution 1000 ml simplificerer opsætningen af multi**Filtrate**PRO maskinen, eftersom de to Luer-Lock konnektorer gør, at der ikke skal anvendes Y-stykke og spyd i forbindelse med skylning og priming.

NaCl 0.9% Irrigation solution 1000 ml er pakket med 10 stk. i en kasse med tydelig påskrift om indhold.

Navn	Art. Nr.	Na <sup>+</sup>	Cl <sup>-</sup>
10 x 1000 ml		mmol/l	mmol/l
NaCl 0,9% Irrigation solution	F00012555	154	154
Kvalitets garanti	CE <sup>0123</sup> Notifying body: TÜV PRODUCT SERVICE GMBH		
Øvrige produktinformationer			
Pakning	1 kasse indeholder 10 poser à 1000 ml		
Holdbarhed efter anbrud	24 timer		