

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДАНИХ

Захист персональних даних під час використання автоматичного виробу для перитонеального діалізу *sleep•safe harmony* в побутових та клінічних умовах¹

1. Персональні дані на виробі *sleep•safe harmony*

Персональні дані зберігаються на виробі для перитонеального діалізу після початкового налаштування та персоналізації виробу. Персональні дані включають, серед іншого, дані про лікування та іншу конфіденційну інформацію, що може допомогти зробити висновки про стан здоров'я пацієнта. Стежте за тим, що виріб для перитонеального діалізу та дані, що на ньому зберігаються, завжди були захищені від доступу неавторизованих третіх осіб. Для цього можна, наприклад, помістити виріб для перитонеального діалізу в недоступну для сторонніх осіб кімнату, що зачиняється або охороняється, або вжити інших відповідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу до даних, що зберігаються на виробі.

PatientCard^{Plus} (картка пацієнта), що постачається разом із виробом для перитонеального діалізу, також має бути захищена від доступу неавторизованих осіб і має зберігатися в безпечному місці після персоналізації та коли вона не використовується, оскільки ця картка надає доступ до виробу пацієнта, а отже, і до даних про лікування пацієнта. Картку пацієнта слід надавати лише вповноваженим особам, які беруть участь у лікуванні пацієнта (наприклад, лікарю пацієнта).

2. Авторизоване використання виробу *sleep•safe harmony*

Можливість перегляду дисплея та доступу до виробу для перитонеального діалізу та даних, що на ньому зберігаються, повинні мати лише пацієнт та вповноважені особи. Для сповіщення про несанкціоноване відкриття виробу для перитонеального діалізу, виріб оснащено однією (1) захисною пломбою з QR-кодом зліва від дисплея. На рисунку 1 вказано розташування пломби, а на рисунку 2 — приклад пломби з QR-кодом. Завжди перевіряйте цілісність пломби.

¹ Наступні примітки надаються нами як виробником (Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Germany) і не є сповіщенням про конфіденційність. Відповідальним органом за захист даних є відповідна клініка, діалізний центр або лікар.



Якщо пломба відсутня, пошкоджена або виглядає так, начебто її було знято та прикріплено знову, негайно повідомте про це у відповідний діалізний центр, клініку або лікарю. Ви також можете зв'язатися з місцевою сервісною службою, зазначеною в інструкції з використання виробу для перитонеального діалізу, або з виробником виробу, Fresenius Medical Care, електронною поштою DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.

3. **Транспортування виробу *sleep•safe harmony***

Під час транспортування та підготовки до транспортування виробу для перитонеального діалізу дотримуйтеся чинних місцевих правил щодо захисту та конфіденційності даних при поводженні з даними пацієнта. Якщо у вас виникли запитання щодо захисту даних під час транспортування виробу для перитонеального діалізу, зверніться до відповідного діалізного центру, клініки, лікаря або місцевої сервісної служби, зазначеної в інструкції з використання виробу. Ви також можете домовитися з місцевою сервісною службою про вилучення внутрішніх носіїв інформації з виробу для перитонеального діалізу перед його поверненням.

Завжди виймайте картку пацієнта з виробу для перитонеального діалізу перед пакуванням і зберігайте її у відповідному безпечному місці. Якщо картка пацієнта більше не потрібна пацієнту, її слід повернути до відповідного діалізного центру, клініки, лікаря або місцевої сервісної служби технічної підтримки. Під час роботи з картою або її утилізації заклад має дотримуватися чинних місцевих процедур захисту та конфіденційності даних.

Важливо!

Якщо є підозра про несанкціонований доступ до даних або їх втрату, повідомте про це у відповідний діалізний центр, клініку або лікарю. Ви також можете зв'язатися з місцевою сервісною службою, зазначеною в інструкції з використання виробу для перитонеального діалізу, або з виробником, Fresenius Medical Care, за адресою DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.