

Hémodialyse cardioprotectrice

6008 CAREsystem

Plus de soins. Complexité réduite.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

6008 CAREset

Gamme de produits



reddot design award
winner 2018⁴

Produit jetable tout-en-un avec lignes à sang entièrement préconnectées pour tous les traitements.

Conception sans contact air/sang et le plus petit volume extra-corporel

- Des technologies innovantes mènent à une conception sans contact air/sang¹ et à un flux optimisé du système extra-corporel
- Le plus petit volume extra-corporel pour un contact minimisé entre le sang et le corps étranger²
- Tous deux (moindre contact air/sang et plus petit volume extra-corporel) peuvent réduire le risque de coagulation pendant le traitement³

Efficience économique et respect de l'environnement

- Le CAREset tout en un simplifie la logistique
- La conception compacte et le matériau léger du CAREset réduisent les déchets



Type	À utiliser avec	Diamètre intérieur du corps de pompe	Volume de remplissage (max.) AV*	SN**	Unités par carton	N° d'article
6008 CAREset BVM-R	6008	7,1 mm	122 ml	134 ml	26	F00007727
6008 CAREset-R	6008	7,1 mm	115 ml	127 ml	26	F00006808
6008 CAREset BVM L-R	6008	7,1 mm	135 ml	146 ml	26	F00007729
6008 CAREset L-R	6008	7,1 mm	128 ml	140 ml	26	F00007728
6008 CAREset Low Volume BVM-R	6008	7,1 mm	83 ml	—	24	F00007579
6008 CAREset Low Volume-R	6008	7,1 mm	78 ml	—	24	F00007578

* Traitement bipuncture

** Traitement unipuncture, sans volume courant

Références:

¹ Validé pour traitement bipuncture

² Lignes de sang pour adultes selon une comparaison des brochures des différents fabricants (document interne)

³ Kessler M et al. Anticoagulation in Chronic Hemodialysis. Semin Dial. 2015 Sep-Oct; 28(5) 474-89

⁴ Le reddot design award est un concours international du design datant de 1955. Il est un des sigles de qualité d'un bon design les plus recherchés.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Siège social : Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Allemagne

Téléphone : +49 (0) 6172-609-0 · Fax : +49 (0) 6172-609-2191

Suisse : Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Aawasserstrasse 2 · 6370 Oberdorf

Téléphone : +41 (0) 41-6195050 · Fax : +41 (0) 41-6195080 · E-Mail : info.ch@fmc-ag.com

www.freseniusmedicalcare.ch